



Bac de stérilisation à froid

Utilisé pour la méthode de stérilisation à froid

FONCTIONS:


Utilisé par les professionnels en crèches, ce bac a été spécialement conçu pour la méthode de stérilisation à froid MILTON® :

- Pour tous les **accessoires d'allaitement et de bébé** : éléments du tire-lait, coquilles de recueil du lait, embouts de sein, biberons, sucettes, anneaux de dentition, petits jouets en plastique, couverts en plastique, petits bols...
- **Efficacité garantie** par la compatibilité des produits Milton → Stérilise à froid en **15 minutes** avec les comprimés ou le liquide de stérilisation Milton.
- **2 repérages de dilution à 2.5L et 5L**
- **Grande capacité** : contient jusqu'à 6 biberons standards ou 5 biberons à col large.
- **Grille de maintien** pour garder les accessoires immergés dans la solution
- **Couvercle** qui protège des éléments extérieurs (saleté, poussière)
- **Poignée autobloquante** qui facilite le transport en bloquant le couvercle.
- **Bec verseur** pour vider facilement la solution
- **Facile à nettoyer** grâce à ses angles arrondis
- Plastique de qualité : **Sans Bisphénol A**
- Fabriqué en France

CARACTERISTIQUES:

Matériau : PP – Sans BPA

Contenance : 5L d'eau



MODE D'EMPLOI: Méthode de stérilisation à froid

- **NETTOYER** : Laver soigneusement les éléments du biberon, les accessoires d'allaitement avec du nettoyant biberons/liquide vaisselle. Rincer à l'eau froide.
- **PREPARER LA SOLUTION** : Remplir le bac avec 5L d'eau froide. Diluer 1 comprimé Milton ou 1 bouchon de liquide de stérilisation (30 ml dilution à 0,6% v.v).
- **AJOUTER LES ACCESSOIRES** : Bien immerger le tout. Secouer pour enlever les bulles. La grille d'immersion maintient les accessoires immergés. Refermer le couvercle et la poignée autobloquante.
→ En **15 minutes** les accessoires sont stérilisés.
→ La solution reste active pendant **24h** avec le couvercle fermé.

INFORMATIONS PRATIQUES:

DESCRIPTION	CODE	PACKAGING
Bac de stérilisation à froid	09889	X2

VERSION A – Février 2019