



Désinfectant Détartrant Sanitaires

Actif sur bactéries, fongis et virus

FONCTIONS :

Action 4 en 1 : nettoie, désinfecte, détartré et désodorise en 1 seule opération toutes les surfaces émaillées, verres ou plastiques. Idéal pour le nettoyage et la désinfection des salles de bain, lavabos, douches, baignoires, robinetterie, toilettes.

Excellente adhérence aux parois pour une action longue durée.

Laisse un parfum frais de fleur de coton.

MODE D'EMPLOI :

- Vaporiser à l'aide du pistolet vaporisateur à environ 40 cm de la surface à nettoyer et désinfecter.
- Laisser agir et rincer.

COMPOSITION :

Actif : Chlorure de benzalkonium (CAS : 68424-85-1) : 0,97%*m/m*.

Autres composants :

Agents de surface cationiques : moins de 5%, agents de surface non ioniques : moins de 5%, désinfectant, parfum (LINALOOL).

CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES :

Aspect : liquide légèrement visqueux.

Couleur : rose pale.

Odeur : fleur de coton.

pH (à 20°, produit pur) : 2,5 ± 0,5.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

Bactéricide : En 5 min EN 1040, EN 1276, EN 13697 en conditions de saleté, actif sur *Legionella pneumophila* selon NFT72-151.

Fongicide : En 15 min EN 1275 et EN 1650 sur *Candida albicans* (agent responsable du muguet).

Virucide : En 5 min actif sur *Rotavirus*, en 1 min actif sur *HIV* selon la méthodologie de la norme EN 14476+A1.

Les rapports de tests sont à disposition des utilisateurs professionnels sur demande.

MESURES DE PRECAUTIONS :



Attention

Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Porter un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent facilement être enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Eviter le rejet dans l'environnement. Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation en vigueur.

INFORMATIONS PRATIQUES:

PRESENTATION	CODE	CONDITIONNEMENT
Flacon de 750ml avec pompe montée	67607	6 flacons par carton

Solution hydrosoluble prête à l'emploi.

Le produit se conserve 3 ans.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

La fiche de données de sécurité est à la disposition des utilisateurs professionnels sur le site www.quickfds.com.

Produit également destiné à être utilisé par le grand public.